

# SOLUCIÓN SALINA 200 ml y 500 ml



**SF** **SUFEROSA**  
SUMINISTROS INDUSTRIALES



## Modelo

**SOLUCIÓN SALINA**

## Referencia

11019 (botella 200 ml) / 11020 (botella 500 ml)

## Características

Botella de solución salina con el 0,9% de cloruro sódico estéril para enjuague y limpieza de los ojos, para aclarar los ojos en caso de contacto con polvo, partículas, suciedad, metales, astillas de la madera o químicos (como disolventes y aceite). No hay ningún peligro asociado con el correcto uso del producto.

Se suministra en botella con aplicador que se adapta perfectamente a la cuenca del ojo.

Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 °C.

Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.

Toxicidad: no se describe toxicidad.

Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.

USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave.

## Standards

Producto médico según la normativa 93/42/CEE

### COMPOSICIÓN

Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%

### DENSIDAD

Valor: 1002,5 kg/m<sup>3</sup>

### PUNTO DE EBULLICIÓN

Valor: 100°C

### PH

Valor: 5,0 - 7,0

### UNIDAD DE EMBALAJE

11019 1 ud (unidad mínima de venta) / 10 uds (caja grande)

11020 1 ud (unidad mínima de venta) / 12 uds (caja grande)